

CÓMO USAR UN TEST DE ANTÍGENOS PARA AUTODIAGNÓSTICO DE COVID-19



¿Cuándo hacer la prueba?*

- En los 7 primeros días desde la infección
- En los 5 primeros días con síntomas



Uso correcto del test

- Hacerlo inmediatamente tras tomar la muestra
- Seguir las instrucciones de uso
- La línea de control (C) siempre debe ser visible



Si el resultado es...

POSITIVO

Dos líneas de color: línea de test (T) y línea de control (C)



¿Qué hacer?

- Autoaislarse
- Contactar por los canales establecidos en las CCAA

NEGATIVO

Una línea de color: línea de control (C)



¿Qué hacer?

- NO relajar las medidas de protección
- Con síntomas de COVID-19 o contacto estrecho con un positivo:
 - Autoaislarse
 - Contactar por los canales establecidos

¿Dudas? Consulta con tu farmacéutico

*De acuerdo a las instrucciones de uso del fabricante

Más información: aemps.gob.es • Notificación incidentes graves: notificaps.aemps.es



agencia española de medicamentos y productos sanitarios